


# DICOM标准中的坐标系

## 0. Prerequisite

### 方向余弦



$$\begin{aligned}\alpha = \cos a &= \frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{e}_x}{\|\mathbf{v}\|} = \frac{v_x}{\sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}}, \\ \beta = \cos b &= \frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{e}_y}{\|\mathbf{v}\|} = \frac{v_y}{\sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}}, \\ \gamma = \cos c &= \frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{e}_z}{\|\mathbf{v}\|} = \frac{v_z}{\sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}}.\end{aligned}$$

- 任意向量的方向余弦，其值等于与其平行的单位向量在对应坐标轴上的投影。

### 仿射变换

$$\vec{y} = A\vec{x} + \vec{b}$$


- 类似于一次函数，但非线性变换。使用增广矩阵将其变为线性变换的形式：

$$\begin{bmatrix} \vec{y} \\ 1 \end{bmatrix} = \left[ \begin{array}{ccc|c} A & & & \vec{b} \\ 0 & \dots & 0 & 1 \end{array} \right] \begin{bmatrix} \vec{x} \\ 1 \end{bmatrix}$$

## 1. 相关的DICOM Tag


(所有单位均为mm)

Tag Name	(Group,Element)	VR	Example	Remark
Image Position (Patient)	(0020,0032)	DS	-24\199.166672\199.166672	图像左上角的x,y,z坐标
Image Orientation (Patient)	(0020,0037)	DS	-0\1\0\0\0\1	前三个数为x轴的方向余弦，后三个数为y轴的方向余弦，为一对单位正交向量
Pixel Spacing	(0028,0030)	DS	1.66666663\1.66666663	row和column方向的分辨率
Spacing Between Slices	(0018,0088)	DS	24	相邻切片层之间的物理距离
Slice Thickness	(0018,0050)	DS	8	层厚



## 2. 坐标系

## DICOM patient coordinate system (DPCS) 或 Reference Coordinates System (RCS)



- X轴正方向：从右 (right) 指向左 (left)
- Y轴正方向：从前胸 (anterior) 指向后背 (posterior) 、
- Z轴正方向：从脚底 (foot) 指向头顶 (head)


### 图像坐标系

- x轴：图像行的方向，从左到右
- y轴：图像列的方向，从上到下


## 3. 坐标映射

### 成像平面的确定

- 成像平面由Image Orientation Patient决定
- 常见的成像平面：
  - (1,0,0,0,1,0)：横断面（横截面，X-Y平面）



- $(0,1,0,0,0,-1)$ : 矢状面 (Y-Z平面)
- $(1,0,0,0,0,-1)$ : 冠状面 (X-Z平面)
- 一般的成像平面:
  - $(0.707, -0.707, 0, 0.707, 0.707, 0)$



成像平面坐标的映射 (实质: 仿射变换)

## (i, j)坐标的变换

$$\begin{bmatrix} P_x \\ P_y \\ P_z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X_x \Delta i & Y_x \Delta j & 0 & S_x \\ X_y \Delta i & Y_y \Delta j & 0 & S_y \\ X_z \Delta i & Y_z \Delta j & 0 & S_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i \\ j \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = M \begin{bmatrix} i \\ j \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

- $P_{xyz}$ : (i, j)的实际空间坐标
- $S_{xyz}$ : Image Position (Patient) (0020,0032)的值
- $X_{xyz}$ : x轴的方向余弦, Image Orientation (Patient) (0020,0037) 中的前三个数
- $Y_{xyz}$ : y轴的方向余弦, Image Orientation (Patient) (0020,0037) 中的后三个数
- $i, j$ : 像素点在图像坐标系的坐标, 从0开始
- $\Delta i, \Delta j$ : x轴和y轴方向的分辨率, Pixel Spacing (0028,0030) 中的两个值


## (c, r)坐标的变换: 更易懂的表示 (DICOM Affine Formula)

$$\begin{bmatrix} P_x \\ P_y \\ P_z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} F_{11} \Delta r & F_{12} \Delta c & 0 & S_x \\ F_{21} \Delta r & F_{22} \Delta c & 0 & S_y \\ F_{31} \Delta r & F_{32} \Delta c & 0 & S_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r \\ c \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = A \begin{bmatrix} r \\ c \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

- $P_{xyz}$ : (i, j)的实际空间坐标
- $S_{xyz}$ : Image Position (Patient) (0020,0032)的值
- $F_{:,1}$ : x轴的方向余弦, Image Orientation (Patient) (0020,0037) 中的前三个数
- $F_{:,2}$ : y轴的方向余弦, Image Orientation (Patient) (0020,0037) 中的后三个数
- $(c, r)$ : 像素点在图像坐标系的坐标, 从0开始
- $\Delta r, \Delta c$ : row和column方向的分辨率, Pixel Spacing (0028,0030) 中的两个值

## 从2D到3D

### 多切片 (multi slice)



- 设一张包含N张图片的序列, index从0到N-1
- $T_m = (T_m^0, T_m^1, T_m^2)$ : 第m张图的Image Position (Patient)

可以得出: z方向平行于  $T_{N-1} - T_0$  方向, 相邻slice间的距离为  $\frac{T_{N-1} - T_0}{N-1}$

### 3D Affine Formula (multi slice)

$$A_{multi} = \begin{pmatrix} F_{11}\Delta r & F_{12}\Delta c & \frac{T_N^0 - T_0^0}{N-1} & T_0^0 \\ F_{21}\Delta r & F_{22}\Delta c & \frac{T_N^1 - T_0^1}{N-1} & T_0^1 \\ F_{31}\Delta r & F_{32}\Delta c & \frac{T_N^2 - T_0^2}{N-1} & T_0^2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

### 单切片 (single slice)

- 对于单切片图像，我们无法通过 $T_m$ 得到z方向的向量。
- 但是还有其他方法： $\vec{e}_z = \vec{e}_x \times \vec{e}_y$ ,  $\vec{z} = \Delta s \vec{e}_z$ 
  - 其中 $\vec{e}_x, \vec{e}_y$ 均可以从Image Orientation (Patient)中获得
  - $\Delta s$ 为 Spacing Between Slices


### 3D Affine Formula (multi slice)

$$A_{single} = \begin{pmatrix} F_{11}\Delta r & F_{12}\Delta c & \Delta s z_0 & T^0 \\ F_{21}\Delta r & F_{22}\Delta c & \Delta s z_1 & T^1 \\ F_{31}\Delta r & F_{32}\Delta c & \Delta s z_2 & T^2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$


终于，我们得到了DICOM检查序列中任意切片的任意像素坐标点所对应的物理位置！

## 4、DICOM数据的显示

### 获得体数据




## VR (Volume Rendering)




## MPR (multiplanar reconstructions)

- 狭义的MPR指的是将数据从一个解剖平面（通常为横断面）转换到其他平面的过程
- 广义的MPR则允许以非正交（倾斜）重建数据，如沿着管道中心线，脊柱椎管走向等，称为CPR（Curved planar reformation）










- 实际上是一个投影的过程，需要插值和叠加



- 3D->2D, 可以做各种处理

- average (AIP)
- MIP
- MinIP (最小MIP)

Type of projection	Schematic illustration	Examples (10 mm slabs)
Average intensity projection (AIP)		
Maximum intensity projection (MIP)		
Minimum intensity projection (MinIP)		





## Reference

---

1. DICOM standard. [http://dicom.nema.org/medical/dicom/current/output/html/part03.html#sect\\_C.7.6.2.1.1](http://dicom.nema.org/medical/dicom/current/output/html/part03.html#sect_C.7.6.2.1.1)
2. zssure. DICOM世界观·第一章 坐标系统. <https://blog.csdn.net/zssureqh/article/details/61636150>
3. Wikipedia contributors. (2021, October 28). Direction cosine. In *Wikipedia, The Free Encyclopedia*. Retrieved 13:13, November 4, 2021, from [https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Direction\\_cosine&oldid=1052251529](https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Direction_cosine&oldid=1052251529)
4. Defining the DICOM orientation. NiBabel: Access a cacophony of neuro-imaging file formats, from [https://nipy.org/nibabel/dicom/dicom\\_orientation.html](https://nipy.org/nibabel/dicom/dicom_orientation.html)
5. Wikipedia contributors. (2021, November 8). CT scan. In *Wikipedia, The Free Encyclopedia*. Retrieved 14:04, November 9, 2021, from [https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=CT\\_scan&oldid=1054189306](https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=CT_scan&oldid=1054189306)